



Unsere Empfehlung für Ihr Unternehmen COVID-19 Hygiene & Desinfektion



Waschen & Desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig!
Geben Sie Ihren Kunden ebenfalls die Möglichkeit!



Vermeiden Sie Händeschütteln und Körperkontakt.
Die eigene Sicherheit und die Ihrer Kunden geht vor!



Halten Sie mindestens 1 m - besser 2m Abstand von
anderen Personen!




Niesen Sie in die Armbeuge! Sonst verteilen Sie poten-
zielle Erreger im ganzen Unternehmen.



Desinfizieren Sie alle Kontaktflächen
mit dem geeigneten Rala-Desinfektionsmittel!

Info & Bestellhotline (+43(0)5524-8353

Rala Hygiene GesmbH | Eicheng 22 | A-6824 Schlins
Tel: 05524-8353-0 | info@rala.at | www.rala.at



**RALA COVID-19
PREVENTION**



Unsere Empfehlung für Ihr Unternehmen

Des1 Reinigung und Desinfektion

Konzentrat für die gründliche Reinigung und Desinfektion von Oberflächen aller Art. Geräte, Anlagen, Maschinen, Teile besonders in der Lebensmittelverarbeitung. Badewannen, medizinisches Inventar, etc. Geruchs-beseitigung. **Wirksamkeit:** bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid - virusinaktivierend (HBV/HIV/HCV/Vaccinia-/ BVDV/ Grippe-Viren). **Anwendung:** Oberflächen vollständig benetzen, Lösung mechanisch verteilen (Scheuer-Wisch-Desinfektion).



Verkaufseinheiten

R2101 Rala Des1 Desinfektionsreiniger 1 x 750ml
R2101K Rala Des1 Desinfektionsreiniger 8 x 750ml
R2100 Rala Des1 Desinfektionsreiniger 10L

Des2 - Schnelldesinfektion - gebrauchsfertig

Alkoholhaltige Schnelldesinfektion mit Reinigungseffekt. Zur Desinfektion und Reinigung aller alkoholbeständigen Oberflächen geeignet. Besonders für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Zur wirksamen Schnelldesinfektion von medizinischem Inventar und nichtinvasiven Medizinprodukten. Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA). **Wirksamkeit: Einwirkzeit 30 sec.** Wirksam gegen alle behüllten Viren wie Vakzinia, BVDV, HBC, HIV, HCV, Influenza-Viren, Tuberkulose-Bakterien (M. terrae). **Einwirkzeit 1min.** Bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C. albicans) / levurozid gem. DGHM/ÖGHMP/VAH-Richtlinien/EN 13697. Wirksam gegen Murines Noro-Virus **Anwendung:** Oberflächen vollständig benetzen und feucht halten. Nach Ablauf bei Bedarf mit Einmaltuch nachwischen. **Rückstandsfrei.**



Verkaufseinheiten

R2289 Rala Des2 Schnelldesinfektion 1 x 750ml
R2289K Rala Des2 Schnelldesinfektion 8 x 750ml

Des2 - 80 Schnelldesinfektion Tücher

Zur wirksamen Schnelldesinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten, Lebensmittelindustrie und Küchenbereich. Für alle alkoholbeständigen Oberflächen. Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA). abwischen und Einwirkzeit einhalten. (Ab September 20 erhältlich)



Verkaufseinheit

R2290 Rala Des2 Schnelldesinfektion 1x 80 Tü
R2290K Rala Des2 Schnelldesinfektion 12x 80 Tü

Des4 Händedesinfektion

Flüssige Lösung mit Hautschutz



NEU N5053
Händedesinfektion
Sprühflasche 75ml



Einsatz: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Wirkungsspektrum: •bakterizid (inkl. MRSA) •tuberkulozid •fungizid •viruzid (HBV/HIV/Noro-/Polyoma-/Adeno-/Vakzinia-/Polio-/Rota-Viren) •virusinaktivierend (viruzid gem. RKI-Empfehlung).

Anwendung: Einreiben in die sauberen, trockenen Hände. Hygienische Händedesinfektion: 3 ml 30sek; Chirurgische Händedesinfektion: 2x5 ml 1,5min; Haut während Applikationszeit durch das Präparat feucht halten.

Verkaufseinheiten

N5042 Rala Des4 Spenderfl. 1 x 500ml
N5042K Rala Des4 Spenderfl. 12 x 500ml
N5051 Rala Des4 Dispenser 1 x 500ml
N5051K Rala Des4 Dispenser 12 x 500ml
N5043 Rala Des4 kleine Flasche 1x 250ml
N5043K Rala Des4 kleine Flasche 12 x 500ml
N5040 Rala Des4 Nachfüllkanister 1 x 5L
N5039 Rala Des4 Nachfüllkanister 1 x 10L
N5053K Rala Des4 Sprühflasche 24 x 75ml

Des6 Universal-Desinfektion

Schnelldesinfektion von Oberflächen aller Art, Sportgeräte, Massageliegen, etc. in Wellness-/Gesundheitsbereichen- und Arztpraxen, medizinisches Inventar, etc. Besonders für alkoholempfindliche Oberflächen und Gegenstände, auch für Acrylglas (Solarien) geeignet.

Anwendung: Oberflächen vollständig benetzen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach Ablauf der Einwirkzeit bei Bedarf mit Einmaltuch nachwischen.



Verkaufseinheiten

R2611 Rala Des6 Universal-Desin. 1 x 750ml
R2611K Rala Des6 Universal-Desin. 8 x 750ml
R2610 Rala Des6 Universal-Desin. 10L

SPENDER ingo-man® Hygiene-Spender Alu

- Für Seifen/Desinfektionsmittel
- Ohne Verschlussblende
- Dosiermenge 3-fach einstellbar bis 1.8ml/Hub

Weitere Spender und Zubehör im Katalog oder auf Anfrage

Druckfehler vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.

Info & Bestellhotline (+43(0)5524-8353

Rala Hygiene GesmbH | Eicheng 22 | A-6824 Schlins
Tel: 05524-8353-0 | info@rala.at | www.rala.at



RALA COVID-19
PREVENTION



rala
HYGIENE